

UHPLC

作者

Njies Pedjie
PerkinElmer, Inc.
Shelton, CT 06484 USA




使用配备PDA检测器的PerkinElmer Flexar FX-15系统检测人参根中的皂苷

简介

在亚洲，人参属植物（又称作人参）的根用作草药已有超过2000年的历史，传说其具有各种各样有益于健康的功效，包括（但不仅限于）抗氧化、抗癌、抗炎症、抗糖尿病、抗高血压的作用。追溯人参的药理活性化合物是皂苷。虽然皂苷潜在的

作用基里尚未完全阐明，但其作用类似于类固醇激素。人参的品种数目繁多，每个品种都有其自身特定的皂苷。实际上已经有超过40种的皂苷单体被鉴定。皂苷是一个多样组的甾体皂苷，该甾体皂苷由四个环状甾体及糖基构成（图1），该结构的皂苷被认为是人参属植物中独有的，且以较高的浓度存在于根部。皂苷有两个主要的基团：一个主要基团是，人参二醇基团或者Rb1基团包括Rb1,Rb2,Rc,Rd,Rg3,Rh2和Rh3；另一个主要基团是人参二醇基团或者Rg基团包括Rg1,Re,Rf,Rg2和Rh1。

皂苷定性、定量的分析技术需要确保人参根前处理程序的质量控制，以及其新陈代谢及生物药效的研究。本应用文献介绍了一种同时测定七种皂苷的高效液相色谱法，文章介绍了方法的操作条件及性能数据，包括精密度、准确度、线性。该方法可应用于人参（高丽参）根胶囊及各种类型的皂苷鉴定。



Ginsenoside	R3	R2	R1
Rb1 group	-O-Glc ₍₂₋₁₎ Glc	-H	-O-Glc ₍₆₋₁₎ Glc
Rg1 group	-OH	-O-Glc	-O-Glc

Glc Glucopyranoside (β -D-Glucose).
Subscripts indicate the carbon in the glucose rings linking the two carbohydrates.

图1 皂苷的分子结构

试验

分别称取7中皂苷单体的标准物质适量，70:30的甲醇/水溶液（稀释溶液）溶解，涡旋1min，从而制备皂苷的标准储备溶液，各皂苷单体的浓度均为1mg/mL。分别移取7种皂苷单体的标准储备溶液各0.5mL，混匀，制备浓度为0.14mg/mL的工作标准。

工作标准连续进样8次以评估精密度。线性范围为7 μ g/mL-140 μ g/mL。为了评价方法的准确度，在纯水中加入适量的工作标准制备各皂苷单体浓度均为7 μ g/mL的溶液，测定回收率。从一种著名品牌的胶囊中取大约3g的人参粉末转移至50mL的容量瓶中，加入30mL的稀释溶液，涡旋1min后超声30min，然后5000rpm离心10min，收集上层的离心溶液待用。继续在沉淀物中加入15mL的稀释溶液，重复上述涡旋、超声、离心的步骤。收集第二次的上层离心溶液与第一次的上层

离心溶液合并于50mL的容量瓶中，稀释溶液定容至刻度，充分混匀，进样之前用0.2 μ m尼龙滤膜过滤。

一台配有Flexar FX PDA光电二极管阵列检测器的PerkinElmer® Flexar™ FX-15 UHPLC为本实验的检测设备，使用PE Brownlee SPP C-18, 50 x 2.1 mm, 2.7 μ m（表面多孔颗粒）的色谱柱进行分离。

表1 UHPLC系统及色谱条件

自动进样器	Flexar FX UHPLC		
设置	50 μ L采用环和15 μ L进样针，局部循环模式 350 μ L混合器体积；进样器清洗：水		
进样体积	2 μ L		
PDA检测器	扫描范围190-400nm，记录设置为 203nm		
UHPLC色谱柱	PE Brownlee SPP C-18, 50 x 2.1 mm, 2.7 μ m (表面多孔颗粒) 柱温45°C，部件号：N9308402		
流动相	A：水 B：乙腈		
	时间	流速	B%
	(min)	(mL/min)	curve
采样率：	5pt/s		
software:	Chromera® Version 3.0		
	2.5	0.4	30-35
	3.5	0.4	35-50

每个梯度运行完成，平衡3min
(HPLC级的溶剂和ACS级的试剂)

结果与讨论

该方法的测定最佳流速为0.4mL/min，45°C平衡压力为5150psi(355bar)，6min钟内所有的色谱峰流出色谱柱。皂苷标准溶液及高丽参的测定色谱图见图2和图3所示。方法获得优越的性能：每种皂苷的线性相关系数的平方(R^2)不小于0.997，精密度(相对标准偏差RSD%)范围从0.6%至1.2%。纯水的加标回收率范围从91.2%-108.0%，平均值为99.9%（图4）。详细的方法性能、人参样品测定结果和加标样品的测定结果见表2所示。




图2 皂苷工作标准的分析色谱图

表2 精密度, 线性, 准确度和样品测定含量

化合物	RSD% (n=8)	r ²	范围 ($\mu\text{g/mL}$)	高丽参 (mg/g)	7ppm 水加标
Rg1	0.9	0.9997	7-140	13	97.5
Rf	0.6	0.9971	7-140	1	91.2
Rg2	1.2	0.9983	7-140	1	98.7
Rb1	1.1	1	7-140	10	102.1
Rc	1.2	0.9994	7-140	10	100.3
Rb1	1.0	0.9996	7-140	7	101.4
Rd	1.2	0.9997	7-140	4	108.0
Avg/Tot.	1.0/NA	0.9988/NA	NA	NA/46	99.9/NA
NA	不适用				




图3 人参样品的分析色谱图




图4 7ppm皂苷水溶液的分析色谱图

结论

7种皂苷在6 min内被很好的分离，方法的线性相关系数R²≥ 0.997，精密度RSD%≤1.2%，回收率的平均值为99.9%。高丽参的皂苷测定结果为46mg/mL。Flexar FX PDA检测器能够稳定和准确的测定的波长范围是190nm-700nm,包含紫外及可见光的波长。PE的Chromera软件提供了多种数据采集和处理的功能，包括创建谱库，峰纯度，三维谱图和等高线图，该软件是一款解析三维光电二级管阵列色谱信息强有力的工具。谱库搜索功能允许储存标准色谱峰，以用于后续实际样品中峰的鉴定、确认。

参考文献

1. Rebecca M. Corbit, Jorge F.S. Ferreira, Stephen D. Ebbs, and Laura L. Murphy. Simplified Extraction of Ginsenosides from American Ginseng for High-Performance Liquid Chromatography-Ultraviolet Analysis. *J. Agric. Food Chem.* **2005**, 53, 9867-9873 9867.
2. Attele, A.S.; Wu, J.A.; Yuan, C.-S. Ginseng Pharmacology: Multiple Constituents and Multiple Actions. *Biochem. Pharmacol.* **1999**, 58, 1685-1693.

注: 本应用文献如有更改, 恕不另行通知。

PerkinElmer, Inc.

珀金埃尔默仪器（上海）有限公司

地址：上海张江高科园区李冰路67弄4号

邮编： 201203

电话： 800 820 5046 或 021-38769510

传真： 021-50791316

www.perkinelmer.com.cn



要获取全球办事处的完整列表, 请访问<http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs>ContactUs>

版权所有 ©2012, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer® 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。