

UHPLC/Mass Spectrometry

作者:

Njies Pedjie
Avinash Dalmia

PerkinElmer, Inc.
Shelton, CT USA

使用FlexarLC/PDA与 FlexarSQ300质谱联用仪 检测人参根粉末中 的皂苷

简介

在亚洲，人参属植物的根用作草药已有超过2000年的历史，据说其具有抗氧化、抗癌、抗炎症、抗高血压、抗糖尿病的作用。支持人参药理活性的

化合物是皂苷。虽然皂苷潜在的作用机理尚未完全阐明，但其作用类似于类固醇激素。人参的品种数目繁多，且每个品种都有其自身特定的皂苷。皂苷是一个多样组的甾体皂苷，该甾体皂苷由四个环状甾体及糖基构成（结构式见图1所示），且主要存在于根部。皂苷有两个主要的基团：一个主要基团是，人参二醇基团或者Rb1基团包括Rb1,Rb2,Rc,Rd,Rg3,Rh2和Rh3；另一个主要基团是人参三醇基团或者Rg基团包括Rg1,Re,Rf,Rg2和Rh1。在人参属植物中，美国和韩国的人参使用较多。虽然这两种人参有类似的皂苷，但是美国的人参（*Panaxquinquefolius*）据说含有更多具有Rb1基团的皂苷，而韩国的人参含有更多具有Rg1基团的皂苷。需要注明的是，这些化合物的含量取决于人参收获时根的生长年龄，储存的条件和储存过程。

本应用文献介绍了一种耐用的高效液相色谱法，可同时测定七种常见的皂苷。该分析使用配有PDA检测器的PerkinElmer®Flexar™ FX-15系统来实现；该分析还可扩展至使用Flexar SQ 300MS检测器。质谱检测器具有较高的灵敏度和根据质量分离化合物的能力，较低的检测限，并且能够将共流出的Rg1和Re两种化合物分开。


LC/PDA分析

试验

分别称取7中皂苷单体（Rg1, Rf, Rg2, Rb1, Rc, Rd, Rb2）的固体纯物质适量，70:30的甲醇/水溶液（稀释溶液）溶解，涡旋1min，从而制备1mg/mL皂苷标准储备溶液。分别移取7种皂苷单体的标准储备溶液各0.5mL，混匀，制备浓度为0.14mg/mL的工作标准。工作标准连续进样5次以评估精密度。线性范围为7?g/mL-140?g/mL。为了评价方法的准确度，在纯水中加入适量的工作标准，制备各皂苷单体浓度均为7?g/mL的溶液，测定回收率。从一种人参胶囊中称取大约3g的粉末于50mL的容量瓶中，加入30mL的稀释溶液，涡旋1min后超声30min，然后5000rpm离心10min，收集上层的离心溶液于一个50mL的容量瓶中，待用。继续在沉淀物中加入15mL的稀释溶液，重复上述涡旋、超声、离心的步骤。收集第二次的上层离心溶液，与第一次的上层离心溶液合并后，稀释溶液定容至50mL。充分混匀，进样之前用0.2?m尼龙滤膜过滤。

LC/PDA色谱条件

| | | | |
|-----------------|--|-------|-------|
| 自动进样器 | Flexar FX UHPLC | | |
| | 5 0 μ L定量环和 1 5 μ L进样针，部分定量环模式 | | |
| 进样清洗液 | 水 | | |
| 进样体积 | 2 μ L | | |
| 样品稀释 | 70:30甲醇/水 | | |
| P D A 检测器 | 分析波长 2 0 3 nm | | |
| UHPLC色谱柱 | PerkinElmer Brownlee™ SPP C-18, 150 x 2.1 mm, 2.7 μ m 柱温45°C 部件号：N 9 3 0 8 4 0 2 | | |
| 流动相 | A：水 B：乙腈 | | |
| 时间 (min) | 流速 (ml/min) | B % | curve |
| 2.5 | 0.4 | 30-35 | 1 |
| 3.5 | 0.4 | 35-50 | 1 |
| 每个梯度运行完成，平衡3min | | | |
| 采样率： | 5pt/s | | |
| 软件： | Chromera® Version 3.0 | | |



| Ginsenoside | R3 | R2 | R1 |
|-------------|----------------|--------|----------------|
| Rb1 group | -O-Glc(6-1)Glc | -H | -O-Glc(2-1)Glc |
| Rg1 group | -OH | -O-Glc | O-Glc |

图1 皂苷的分子结构

结果与讨论

该方法的最佳测定流速为0.4mL/min, 45°C, 平衡压力约为5150psi(355bar)，所有的化合物在6min内流出色谱柱。皂苷标准溶液及高丽参的测定色谱图分别见图2和图3所示。方法获得优越的性能：每种皂苷的线性相关系数不小于0.998，精密度范围在0.6%至1.2%之间（相对标准偏差RSD%）。纯水的加标回收率范围从91.2%-108.0%，平均值为99.9%。详细的方法性能、人参样品测定结果和样品分析结果见表1所示。




图2 标准溶液的分析色谱图




图3 人参样品的分析色谱图

表1 精密度、线性和样品测定含量

| 化合物 | RSD% (n=8) | r^2 | 范围 ($\mu\text{g/mL}$) | 高丽参 (mg/g) | 7ppm水加标 |
|---------------|------------|----------|-------------------------|------------|---------|
| Rg1 | 0.9 | 0.9997 | 7 - 140 | 13 | 97.5 |
| Rf | 0.6 | 0.9971 | 7 - 140 | 1 | 91.2 |
| Rg2 | 1.2 | 0.9983 | 7 - 140 | 1 | 98.7 |
| Rb1 | 1.1 | 1 | 7 - 140 | 10 | 102.1 |
| Rc | 1.2 | 0.9994 | 7 - 140 | 10 | 100.3 |
| Rb2 | 1.0 | 0.9996 | 7 - 140 | 7 | 101.4 |
| Rd | 1.2 | 0.9997 | 7 - 140 | 4 | 108.0 |
| Average/Total | 1.0/- | 0.9988/- | | -/46 | 99.9/- |

MS分析

在利用PDA检测器分析过程中，有Rg1与Re共流出的担心、为了获得该两种化合物的分离，使用了MS检测器。重新制备了包括Re的工作标准溶液，人参的萃取溶液被用于后续分析。

LC/MS分析

试验

按照PDA分析的方法，从含有六种(Rg1, Re, Rb1, Rc, Rd, Rb2)化合物的储备溶液制备七个浓度水平的工作标准，浓度范围为0.1 $\mu\text{g/mL}$ -100 $\mu\text{g/mL}$ (0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100 $\mu\text{g/mL}$)，稀释剂与PDA中使用的相同，且在其中加入了0.5%乙酸。用于质谱分析的样品溶液比LC/PDA分析时又稀释了50倍，即移取人参样品的萃取溶液0.2mL至10mL的容量瓶中，使用含有1%乙酸的70/30甲醇/水溶液稀释。

LC条件

| | |
|----------|--|
| 自动进样器 | 5 0 μL 定量环和 1 5 μL 进样针，部分定量环模式 |
| 进样清洗 | 水 |
| 进样体积 | 5 μL |
| UHPLC色谱柱 | Brownlee? SPP C-18, 150 x 2.1 mm, 2.7 μm |
| | 柱温45°C，部件号：N 9 3 0 8 4 0 2 |
| 样品稀释 | 含有0.5%甲酸的70:30甲醇/水 |
| 流动相 | A : 0.4mM醋酸胺的0.1%乙酸溶液 B : 0.1%乙酸的乙腈 |
| 时间 (min) | 流速 (mL / min) |
| 0.5 | 0.5 |
| 1.0 | 0.5 |
| 3.5 | 0.5 |
| | B % curve |
| | 20 1 |
| | 30-35 1 |
| | 35-50 1 |

MS条件

| | |
|----------|---|
| 离子源 | ESI 负离子模式 |
| 干燥气温度和流速 | 350°C and 15 L/min |
| 雾化气压力 | 80psi |
| SIM驻留时间 | 50ms |
| SIM质量 | Rg1为799.5, Rd, Re为945.6, Rb2, Rc为 1077.6 , Rb1为1107.6 |
| 毛细管电压 | Rg1, Rd, Re为-150 V, Rb2,Rc, Rb1为-165 V |
| m/z扫描范围 | 100-1200Da |
| 扫描速率 | 4000Da/s |
| 毛细管出口电压 | 扫描模式为180V |

该方法的最佳测定流速为0.4mL/min, 45°C, 所有的化合物在6min内流出色谱柱。校准曲线的 r^2 从0.9971-0.9997 (图4)。虽然Re和Rg1从色谱柱中同时流出，但是由于其质量不同，故MS可以鉴定和定性该两种化合物。SIM扫描标准溶液和人参萃取溶液中的Rg1和Re的谱图见图5-8所示。MS分析Rg1和Re的结果见表2所示。




图4 校准曲线




图5 10ppm标准溶液的Rg1谱图




图6 10ppm标准溶液的Re和Rd谱图




图7高丽参的提取离子质谱图




图8 高丽参的提取离子质谱图

表2 Rg1和Re的测定结果

| 化合物 | 高丽参萃取溶液 (mg/g) |
|-----------|----------------|
| Rg1 | 2.2 |
| Re | 11.3 |
| 总量 | 13.5 |

结论

利用PDA检测器，7种皂苷在6min内被很好的分离，方法的线性相关系数R₂≥0.998，精密度RSD%≤1.2%，回收率的平均值为99%。韩国人参胶囊测定结果其皂苷含量为46mg/g。利用MS进一步进行分析，结果显示，PDA测定Rg1 (13mg/g)，实际为Rg1 (2.2mg/g) 和Re (11.3mg/g) 的共流出。

参考文献

1. Rebecca M. Corbit, Jorge F. S. Ferreira, Stephen D. Ebbs, and Laura L. Murphy. Simplified Extraction of Ginsenosides from American Ginseng for High-Performance Liquid Chromatography-Ultraviolet Analysis, *J. Agric. Food Chem.* 2005, 53, 9867-9873 9867.
2. Attele, A. S.; Wu, J. A.; Yuan, C.-S. Ginseng pharmacology: multiple constituents and multiple actions. *Biochem. Pharmacol.* 1999, 58, 1685-1693.
<http://mend.endojournals.org/content/22/1/186.full>
<http://www.cmjournal.org/content/pdf/1749-8546-7-2.pdf>

注：本应用文献如有更改，恕不另行通知。