



仅需三步即可
获取可靠结果

PinAAcle 900H 原子吸收光谱仪和 新的 Syngistix for AA Express 软件

您的实验室是否需要易于操作且可靠的火焰 / 石墨炉原子吸收光谱仪，进行常规的元素分析应用？凭借成熟的 **PinAAcle™ 900H 火焰 / 石墨炉组合**，您将发现一个直观，高效的系统，实现对从样品到结果的全过程简化。无论简单还是复杂基体，这款系统都能完美驾驭。

PinAAcle 900H 是一个具有连续背景校正的火焰 / 石墨炉系统，具有以下特点：

- 火焰和石墨炉之间的切换只需几秒即可完成
- 前沿的光纤设计可以最大限度地提高光通量，从而改善检测限
- 配备高灵敏度石墨炉原子吸收
- 具有八个灯位且元素灯能够自动识别

为了进一步简化您的分析，PinAAcle 900H 现在提供创新且易于使用的 **Syngistix™ for AA Express** 软件，该软件利用基于 Syngistix 平台的标志性设计，并可提供更加精简的工作流程，只需三个步骤即可获得结果，使新手也可以像经验丰富的用户一样，真正享受快捷方便的无缝操作。

无需再费心寻找最便利的结合火焰和石墨炉原子吸收分析的解决方案 - 珀金埃尔默的 PinAAcle 900H 原子吸收光谱仪与新的 Syngistix AA Express 软件配合使用，实现了简化的工作流程，只需三步即可得到结果。

如需获得更多信息，请访问 www.perkinelmer.com/PinAAcle900H

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司
地址：上海 张江高科技园区 张衡路 1670 号
邮编：201203
电话：021-60645888
传真：021-60645999
www.perkinelmer.com.cn



要获取我们全球办公室的完整列表，请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs

©2018, PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。PerkinElmer® 是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归 PerkinElmer。